

## Metingen verwijderen en/of toevoegen uit protocol

Het is mogelijk om uit een protocol metingen te verwijderen of toe te voegen. Door het verwijderen van een meting, zullen de metingen die ooit in het verleden ingevoerd zijn gewoon in het HIS aanwezig blijven.

Om een meting te verwijderen of toe te voegen, moet je eerst weten uit welk onderzoek je de meting(en) wilt verwijderen of toevoegen.

Onderstaand heb ik als voorbeeld het **Syntein DM** protocol gebruikt.

Via **onderzoeken – protocollen**, kun je in het bovenste overzicht het protocol aanklikken waar je iets wilt wijzigen. In het onderste overzicht zie je welke onderzoeken er aan dit protocol gekoppeld zijn.

The screenshot shows the 'Protocollen' (Protocols) section of a software interface. On the left is a sidebar with a menu containing 'Onderzoek' (Study), 'Labcodes', 'Metingen' (Measurements), 'Onderzoeken' (Studies), 'Protocollen importeren' (Import protocols), and 'Protocollen exporteren' (Export protocols). The main area is titled 'Protocol' and contains a list of protocols: Ottersum DM DBC, Dermatologie, Milsbeek DM DBC, Ottersum Assistenten, Gennep Ouderenzorg, Ottersum SMR, Syntein DM (highlighted), Syntein CVRM, Syntein COPD, Syntein - Tijdelijk, and Wondzorg (complex). Below the list, it says '33 regels data ontvangen van Server'. A search bar contains 'Syntein DM'. Below the search bar are three buttons: 'Wijzig' (Change), 'Verwijder' (Delete), and 'Annuleer' (Cancel). Below this is a table showing studies associated with the selected protocol.

| Onderzoek                          | Followup (weken) | Niet tonen | Indicator |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|
| Syntein DM - totaal protocol       | 0                |            |           |
| Syntein DM - niet in DBC           | 0                |            |           |
| Syntein DM - verplichte bepalingen | 0                |            |           |

Vervolgens ga je naar **Onderzoeken – Onderzoeken** en zoek je bij **Multizoeek** het juiste onderzoek op.

The screenshot shows the 'Onderzoeken' (Studies) section of the software interface. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Multizoeek' and contains a search bar with 'syntein DM'. Below the search bar are two buttons: 'Zoek' (Search) and 'Leeg' (Clear). Below this is a table showing search results.

| Omschrijving                       | Korte Omschrijving | Memo | Mat | Bijz | Eigen |
|------------------------------------|--------------------|------|-----|------|-------|
| Syntein DM - niet in DBC           |                    |      |     |      | J     |
| Syntein DM - tijdelijk             |                    |      |     |      | J     |
| Syntein DM - totaal protocol       |                    |      |     |      | J     |
| Syntein DM - verplichte bepalingen |                    |      |     |      | J     |

Below the table, it says '4 regels data ontvangen van Server'. At the bottom are four buttons: 'Wijzig' (Change), 'Nieuw' (New), 'Verwijder' (Delete), and 'JCPC'.

Als je in het Syntein DM-totaal protocol iets wilt verwijderen of toevoegen, klik je eenmaal op de regel zodat deze blauw geselecteerd is en klik je onderaan op **Wijzig**. Onderstaand scherm wordt dan geopend.

Detail onderzoek

Onderzoek

1188

Omschrijving

Syntein DM - totaal protocol

Type onderzoek

☐ Uitslagwaarden opslaan in journaalregel?

Metingen/Deelonderzoeken

| lgorder | Soort | Omschrijving                            | Korte Omschrijving | Memo | Mat | Bijz |
|---------|-------|-----------------------------------------|--------------------|------|-----|------|
| 1       | M     | hoofdbehandelaar diabetes               | hfdbehDM           | DMHB | TZ  |      |
| 2       | M     | aard van het consult (DM2)              |                    | DMAC | TZ  |      |
| 3       | M     | lengte patiënt                          | lengte             | LNGP | AO  |      |
| 4       | M     | gewicht patiënt                         | gewicht            | GEW  | AO  |      |
| 5       | M     | Quetelet-index (BMI) patiënt            | Quet/BMI           | QUET | AO  |      |
| 6       | M     | buikomvang (middelomtrek)               | buikomvan          | OMVA | DH  |      |
| 7       | M     | systolische bloeddruk                   | RRsyst             | RRSY | KA  |      |
| 8       | M     | diastolische bloeddruk                  | RRdiastol          | RRDI | KA  |      |
| 9       | M     | polsritme                               | polsritme          | POLR | AO  |      |
| 10      | M     | polsfrequentie                          | polsfreq           | POLS | AO  |      |
| 11      | M     | glucose nuchter, draagbare meter        | glucnuths          | GLUC | BC  | NU   |
| 12      | M     | diabetes-gerelateerde klachten          |                    | DMKL | TQ  |      |
| 13      | M     | aanvullende geg. anamnese/onderzoek(DI) |                    | DMO  | TQ  |      |
| 14      | M     | DM2 bij naaste familie                  |                    | DMFM | TQ  |      |

108 regels data ontvangen van Server

Omlaag

Omhoog

Meting toe

Onderz toe

Verwijder

Toon metingen

Opslaan

Sluit

## Meting verwijderen

Met de pijltjes rechts kun je naar de meting(en) gaan die je wilt verwijderen.

Klik de regel aan zodat deze blauw geselecteerd is en klik onderaan op **Verwijder**.

Herhaal deze stap voor iedere meting die je wilt verwijderen.

Als je alle metingen die je wilt verwijderen, hebt verwijderd, moet je niet vergeten het onderzoek opnieuw op te slaan door op **Opslaan** te klikken.

## Meting toevoegen

Om een meting toe te voegen klik je op **Meting toe** en zoek je bij Multizoeek de juiste meting op. In onderstaand voorbeeld zal de meting voedingsgewoontes besproken (diabetes) toegevoegd worden. Klik op de regel zodat deze blauw geselecteerd is. Als je vooraf wilt weten welke NHG labcode de meting heeft, kun je eerst op **Wijzig** klikken om dit te zien. Het scherm Detail meting wordt dan geopend.

Als het de juiste meting is klik je op **Selecteer**.

Metingen

Multizoeek

voeding

Zoek

Leeg

| Omschrijving                            | Korte Omschrijving | Memo | Mat | Bijz | Eigen | K / T |
|-----------------------------------------|--------------------|------|-----|------|-------|-------|
| advies gezonde voeding gegeven          | advvoedng          | ADVD | AQ  |      | N     |       |
| advies voeding (DM2) gegeven            |                    | ADVD | TQ  |      | N     |       |
| as. haver (voeding) f7                  | haver voe          | Q507 | B   |      | N     |       |
| as. mais (voeding) f8                   | mais voed          | Q508 | B   |      | N     |       |
| as. rogge (voeding) f5                  | rogge voe          | Q505 | B   |      | N     |       |
| bijzonderheden voedingspatroon          | bijz voed          | BZVD | AA  |      | N     |       |
| bloeddrukverhogende voeding/medicatie   |                    | HYVM | KA  |      | N     |       |
| opvolgen voedingsadvies (CVRM)          |                    | HVTV | KQ  |      | N     |       |
| opvolgen voedingsadvies (DM2)           |                    | DMTV | TQ  |      | N     |       |
| Variatie voeding                        | voeding            |      |     |      | J     |       |
| verminderde voedingstoestand (COPD)     |                    | COVV | RQ  |      | N     |       |
| voedingsgewoontes besproken (diabetes)  |                    | VOED | TZ  |      | N     |       |
| voedingsvoorlichting (insuline) gegeven |                    | VVIG | TQ  |      | N     |       |

13 regels data ontvangen van Server

Selecteer

Wijzig

Nieuw

Vervang door

Sluit

Detail meting

Omschrijving

voedingsgewoontes besproken (diabetes)

Kort omsch

Labcode

1764

voedingsgewoontes besproken (diabetes)

De nieuwe meting wordt helemaal onderaan de lijst toegevoegd. Als je de meting op een andere plek wilt zetten kun je gebruik maken van de **Omhoog** of **Omlaag** knop om de meting te verplaatsen. Klik eenmaal op de regel zodat deze blauw geselecteerd is en vervolgens op omhoog of omlaag.

Vergeet ook nu niet om het onderzoek op te slaan door op **Opslaan** te klikken.

|     |   |                                        |           |      |    |    |
|-----|---|----------------------------------------|-----------|------|----|----|
| 108 | M | enkel/armindex rechts                  | enk/armre | EAIN | KA | RE |
| 109 | M | voedingsgewoontes besproken (diabetes) |           | VOED | TZ |    |

108 regels data ontvangen van Server

Omlaag

Omhoog

Meting toev

Onderz toev

Verwijder

Toon metingen

Opslaan

Sluit